



CHALIONE

病院・クリニック様専用 セミセルフ自動精算システム

CHALIONE

チャリオネ



●CHALIONE●

パッケージ開発元

株式会社ジェムス

大阪市淀川区加島 1 丁目 37-56 F M 加島ビル 4 階

TEL : 06-4862-4110

<https://gems2020.co.jp/>



Chalione(チャリオネ)



Chalione(チャリオネ)は、医療機関に特化した
セミセルフ自動精算機（自動釣銭機タイプ）です。
現金管理はもちろん、キャッシュレス対応でも
直観的に操作できるインターフェイスを独自採用。

患者様にも現場のスタッフにもやさしい、「使いやすさ」
を追求した設計で、受付・会計業務の負担を軽減します。

医療現場に“「ちょうどいい」”スマートな精算体験を
Chalione(チャリオネ)が実現します！

1. Chalion(チャリオネ)とは？【バーコード連携運用】

- ① 受付スタッフが会計金額をバーコードから読取り、
- ② 会計は患者様が自ら精算機で支払いを行う、
- ③ コミュニケーション型システムのこと。

① スタッフ様と



② 患者様は



③ いつものコミュニケーション



2. Chalione(チャリオネ) 導入メリット

今の動線を変えることなく、多くのメリットをご提供します。

1 衛生面での圧倒的アドバンテージ

2 人的ミスの解消

3 待たせない会計を実現

4 人的コストの削減

① スタッフは現金を触らず
お会計が完了します

② 自動釣銭機による
現金授受で違算 “ゼロ”

③ キャッシュレス決済による
スピーディなお会計が可能

④ 会計や締め処理の
大幅な時間短縮・削減へ

3. Chalione(チャリオネ) の特長

① 大きな2画面で、見やすくわかりやすい操作性

- ◆ 15.6型ワイドの両面タッチパネルディスプレイを採用しています。
- ◆ 患者様と受付スタッフが正面と背面で同じ画面を見ながら操作ができます。

■ タッチターミナル



● SHARP
RZ-A21D

STEP1 (受付側)

手順①
モニターに表示されている
「会計」ボタンをタッチします。

手順②
領収書に記載されている
バーコードを読み取ります。

▶ お会計の流れ



STEP2 (患者様側)

手順③
支払金額が表示されるので
支払方法を選択します。

手順④
(現金の場合)
現金投入口に支払金額を投入し
「確認」ボタンをタッチします。

お会計の流れ ◀

3. Chalione(チャリオネ) の特長

② 自動釣銭機連動により、現金を触らず衛生的

- ◆硬貨・紙幣に対応した自動釣銭機で現金のお支払いが可能です。
- ◆患者様が自ら、現金を投入しつり銭を受け取るのでスタッフ様は現金を触らず会計できます。



現金投入口を点灯でお知らせ
患者様にわかりやすい設計に



紙幣投入口



FE 富士電機



■ 連動自動釣銭機



● グローリー製
RT-300/RAD-300



● 富士電機製
ECS-777

3. Chalione(チャリオネ) の特長

③ 多種多様なキャッシュレス決済を標準搭載

- ◆ QR / バーコード決済でのお会計が可能です。
- ◆ クレジット端末を連動することで、クレジットカード・電子マネーでのお会計が可能です。



現金以外の決済方法もタッチパネルで簡単選択



■ 連動クレジット端末



● Panasonic製
JTC-60



● Saturn1000e
(CAFIS-Arch)

3. Chalione(チャリオネ) の特長

④ 複数の領収書や商品販売との一括会計に対応

- ◆複数の領収書や物販（5部門まで）との一括会計でのお支払いが可能です。
- ◆物販のみのレシート発行や部門集計レポートにも対応しています。

物販入力画面

- ①分類を選んでタッチ
(①～③繰り返し可)

シャープクリニック

会計

バーコードをスキャンしてください

患者ID/分類名 金額

医療費 化粧品 雑貨 その他

合計: 0円

選択取消

×中止 完了

金額入力

- ②販売金額を入力し
③完了キーをタッチ

シャープクリニック

会計

金額を入力してください。

1500

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 00 次項

×中止 完了

金額確定

- ④会計金額を確認し
⑤完了キーをタッチ

シャープクリニック

会計

バーコードをスキャンしてください

患者ID/分類名 金額

コンタクトレンズ 1,500

サプリメント 2,000

医療費 化粧品 雑貨 その他

合計: 3,500円

選択取消

×中止 完了

一括会計画面

- ⑥支払種別を選択

シャープクリニック

本日のお会計は以下の通りです

3,500円

お支払方法ボタンを押してください

現金でお支払 クレジット

電子マネー QR決済

×中止

●物販レシート

インボイス対応

領収証(販売)

NewMS 法人Gems株式会社

大阪市淀川区加島1丁目XX-XX

TEL: 06-1234-5678

事業者番号: T123456789012

2024年02月09日(金) 17:53

サプリメント 2,000円

ドリンク※ 140円

合計 2,140円

(10%対象 2,000円)

(8%対象 140円)

内消費税 (10% 191円)

(8% 10円)

※軽減税率対象商品

ご利用ありがとうございます

000001-0001-00000126

3. Chalione(チャリオネ) の特長

⑤ その他にも便利機能、安心機能が充実しています

◆管理メニューには、日常の業務を手助けする多くの機能を搭載しています。

◆現金管理が正確に詳細に把握できます。

管理メニュー

会計以外の機能は
管理メニューから
選択できます

管理メニュー

処理を選択してください

入金登録 回収登録

小口支払 返金

点検 精算

設定 保守

システム終了
(電源オフ)

< 戻る

小口支払

宅配便の着払い等、
小口現金の支払いが
可能です。

クリニックGems

小口支払

小口支払を登録してください

	支払理由	金額
☐	宅配便代	500
☐	雑費	500

▲ ▼ 合計: 1,000円

選択取消

宅配便代 雑費 小口支払い

その他

×中止 完了

返 金

患者様に返金が
必要な場合に
使用します。

クリニックGems

返金

バーコードをスキャンしてください

	患者ID/分類	金額
☐	医療費	610
☐	サプリメント	500

▲ ▼ 合計: 1,110円

選択取消

医療費

コンタクトレンズ サプリメント 歯ブラシセット

その他

×中止 完了

回収残置設定

現金回収時、
釣銭準備金を残して
残りを回収できます。

残置枚数設定

金種	設定枚数	金額
10000円	0 枚	0 円
5000円	0 枚	0 円
1000円	0 枚	0 円
500円	0 枚	0 円
100円	0 枚	0 円
50円	0 枚	0 円
10円	0 枚	0 円
5円	0 枚	0 円
1円	0 枚	0 円
合計		0 円

7 8 9

4 5 6

1 2 3 削除

0 00 次項

×中止 登録

パスワード設定

特定の処理について、
パスワード入力設定が
できます。

詳細パスワード設定

パスワードを設定する項目に☒して登録

☒ 回収

☒ 小口支払

☒ 返金

☒ 精算

登録する

新しいパスワードを入力して登録

削除

7 8 9

4 5 6 新しいパスワード

1 2 3

0 00 登録する

< 戻る

3. Chalione(チャリオネ) の特長

⑥ 充実した集計レポートとデータエクスポート機能

- ◆点検・精算時、集計レポートにて一日の会計状況が簡単に詳細に確認できます。
- ◆現金管理も差異が無くなり、精算業務が大幅に時間短縮できます。
- ◆データエクスポート機能で会計明細もExcelやメモ帳などに取込みが可能です。

●点検画面

点検

表示ボタンを押してください。
過去分を参照したい場合は、カレンダーで日付を選択してください。

集計レポート

表示

集計レポート (期間指定)

~

表示

操作履歴

表示

会計履歴

~

表示

< 戻る

●集計レポート

集計レポート

■集計レポート■
2021/08/19 10:46
精算回数: 26
開始: 2021/08/19 10:29:45~
終了: 2021/08/19 10:45:05

<会計内訳>

件数

金額

医療費

0

0

医療費返金

-1

610

医療費計

-1

-610

現金

-1

-610

クレジット

0

0

電子マネー

0

0

QR決済

0

0

商品販売

0

0

商品販売返

1

500

商品販売計

-1

-500

現金

-1

-500

クレジット

0

0

電子マネー

0

0

QR決済

0

0

合計

0

0

返金

-1

1,110

総計

-1

-1,110

現金

-1

-1,110

クレジット

0

0

電子マネー

0

0

前頁

次頁

データ取り出し

印刷

< 戻る

●データエクスポート

部署コード	端末番号	精算回数	伝票番号	枝番	種別名	患者ID	診察日	請求額	合計金額	投入金額	払出合計	領収金額	支払方法名	クレジット種別	QR決済種別
1001	1	18	213		入金		2021/4/12 14:09	0	0	2000	0	0	0		
1001	1	18	214		医療費		2021/4/12 14:09	500	500	500	0	500	現金		
1001	1	18	215		商品分類1		2021/4/12 14:09	500	500	0	0	500	電子マネー	WAON	
1001	1	18	216	1	医療費		2021/4/13 15:07	2000	0	0	0	2000	現金		
1001	1	18	216	2	商品分類2		2021/4/13 15:07	800	0	0	0	800	現金		
1001	1	18	216	3	合計		2021/4/13 15:07	0	2800	3000	200	0	0		
1001	1	18	217	1	医療費		2021/4/13 15:08	300	0	0	0	300	QR決済		paypay
1001	1	18	217	2	医療費		2021/4/13 15:08	300	0	0	0	300	QR決済		paypay
1001	1	18	217	3	合計		2021/4/13 15:08	0	600	0	0	0	0		
1001	1	18	218	1	医療費		2021/4/13 15:08	300	0	0	0	300	クレジット	VISA	
1001	1	18	218	2	医療費		2021/4/13 15:08	300	0	0	0	300	クレジット	VISA	
1001	1	18	218	3	商品分類5		2021/4/13 15:08	300	0	0	0	300	クレジット	VISA	
1001	1	18	218	4	合計		2021/4/13 15:08	0	900	0	0	0	0		
1001	1	18	219		返金		2021/4/13 15:09	-20	-20	0	20	-20	現金		
1001	1	18	220		在高確認		2021/4/13 15:56	0	0	0	0	0	0		
1001	1	18	221		回収		2021/4/13 15:56	0	0	0	2610	0	0		

CSVデータでの出力となります。
出力先はエクスポート時に指定できます。
画像はサンプルデータとなります。

3. Chalione(チャリオネ) の機能一覧

会計処理

医療費
バーコード入力

現金会計

レシート発行

医療費
金額手入力

クレジット会計

医療費外
バーコード入力

電子マネー
会計

医療費外
金額手入力

QR決済会計

選択取消

管理 メニュー

入金登録

回収登録

両替

小口支払い

返金

点検

集計
レポート

操作履歴

会計履歴

精算

在高確認

回収・
全回収

精算
レポート

設定

精算時
回収設定

パスワード
設定

税率
設定

保守

リモート保守

プログラム
終了

システム
終了

3. Chalione(チャリオネ) の特長

⑦ ◆連携電子カルテレセコン一覧

メーカー	電子カルテ／レセコン名	バーコード 連携動作確認	メーカー	電子カルテ／レセコン名	バーコード 連携動作確認
日医ORCA管理機構	／ORCA	○	株式会社ダイナミクス	D y n a m i c s	○
アイネット・システムズ株式会社	Ai CLINIC	○	日本電気株式会社	MegaOakIBARSIII	○
ウィーメックス株式会社（PHCグループ）	Medicom-HRf	○	アニコム パフェ株式会社	アニレセクラウド（動物病院）	○
株式会社ユヤマ	BrainBoxVIII	○	株式会社マクロスジャパン	Mac24	○
エムスリーデジタル株式会社	M3Digikar	○	株式会社パシフィックメディカル	MALL	○
株式会社E Mシステムズ	MAPS for Clinic/MRN	○	日立ヘルスケアシステムズ株式会社	Hi-SEED W3 EX	○
株式会社ミック	MIC	○	エムスリーソリューションズ株式会社	TOSMEC Aventy IV	○
三栄メディシス株式会社	Dr.Simply・カルナート／ORCA	○	株式会社メドレー	CLINICS(クリニックス)	○
株式会社ビー・エム・エル	Qualis／Medical Station	○	デンタルシステムズ株式会社	Power4G/5G	○
ウィーメックス株式会社	Open-Karte Cloud	○	株式会社ハイブリッド	E-Egg	○
島津メディカルシステムズ株式会社	SimCLINIC T3 α XLink package	○	セコム医療システム株式会社	セコムユビキタス/ORCA	○
富士通株式会社	HOPE SX-S/T	○	株式会社デンサン	DocodemoK@rte	○
株式会社オプテック	Opt.one3	○	株式会社ワイズマン	MELL +	○
株式会社モリタ	DOC- 5 PROXYON3	○	株式会社メディサージュ	HYATE/NEO	○
株式会社ラボテック	SUPER CLINIC	○			

敬称略、順不同

2024年9月時点

連携動作確認については、ジェムス調べの内容となります

4. Chalione(チャリオネ) ハードウェア サイズ

主要なハードウェアのサイズです。
十分な設置スペースの確保をお願いします。

SHARP タッチターミナル RZ-A21D	GLORY 自動釣銭機 RT-300/RAD300	富士電機 自動釣銭機 ECS-777
 Dimensions: 509mm (height), 274mm (depth), 250mm (width)	 Dimensions: 130mm (height), 540mm (depth), 480(260+220)mm (width)	 Dimensions: 130mm (height), 600mm (depth), 490(270+220)mm (width)


5. Chalione(チャリオネ) 保守サポート体制

病院・クリニック様からコールセンターに直接ご連絡。

あとは、サポートメンバーに安心してお任せください。

◆ サポート対応時間は、メニューから時間帯を選択できます。

最長コール受付可能なメニューは 364日（1月1日休み）7：00～24：00



6.Chalione(チャリオネ) 導入事例

